


# ÜBERSICHT QUARTZ SPLINT™- PRODUKTE


## QUARTZ SPLINT™ UD (Unidirektional)



Die Verwendung von **QUARTZ SPLINT™ UD** wird in Fällen mit sehr hoher Belastung empfohlen.

QUARTZ SPLINT UD	
10125	REFILL 5 QUARTZ SPLINT UD • ø2,5 mm x 80 mm
70310	QUARTZ SPLINT INTROKIT (5 UD • ø2,5 mm x 80 mm + 5 GEWOBEN • 5 mm x 80 mm + 4g RESIN)

## QUARTZ SPLINT™ GEWOBEN



Der **gewobene QUARTZ SPLINT™** wurde speziell entwickelt um eine sehr starke und effektive Schienung mit minimalem Materialverbrauch zu erreichen. Mit einer Dicke von nur 0,4 mm und einer Breite von 2,5 mm ist die gewobene Faser vielseitig einsetzbar.

QUARTZ SPLINT GEWOBEN	
10153	REFILL 5 QUARTZ SPLINT GEWOBEN • 2,5 mm x 80 mm
10151	REFILL 5 QUARTZ SPLINT GEWOBEN • 5,0 mm x 80 mm
70310	QUARTZ SPLINT INTROKIT (5 UD • ø2,5 mm x 80 mm + 5 GEWOBEN • 5 mm x 80 mm + 4g RESIN)


## QUARTZ SPLINT™ SEIL



**QUARTZ SPLINT™ SEIL** ist für Brückenverstärkungen und Reparaturen von Prothesen indiziert. Es kann alleine oder in Verbindung mit dem **QUARTZ SPLINT™ NETZ** verwendet werden.

QUARTZ SPLINT SEIL	
10170	REFILL 5 QUARTZ SPLINT SEIL • ø1,5 mm x 80 mm

## QUARTZ SPLINT™ NETZ



QUARTZ SPLINT™ NETZ ist speziell für die Verstärkung von Akryl-Prothesen geeignet.

Das spezielle Netz erlaubt eine perfekte Integration mit dem Akryl-Resin der Prothese und ermöglicht neben einem ästhetischen Ergebnis eine enorme Materialverstärkung.

<b>QUARTZ SPLINT NETZ</b>
---------------------------

10183 QUARTZ SPLINT NETZ (rosa, 55 x 80 mm, 2 BLATT)
--

## QUARTZ SPLINT™ RESIN



Das Resin ist verwendbar zur separaten Benetzung der Quartz Splint Streifen.

<b>QUARTZ SPLINT RESIN</b>
----------------------------

10101 QUARTZ SPLINT RESIN transparent 4g
--

10103 QUARTZ SPLINT RESIN elfenbein 4g
--



## QUARTZ SPLINT™ SCHERE



Die präzise Schere mit ihrem handlichen Griff eignet sich hervorragend zum Ablängen der Quartz Splint Streifen.

<b>QUARTZ SPLINT SCHERE</b>
-----------------------------

10210 SCHERE ZUM SCHNEIDEN VON QUARTZ SPLINT
--

**komira**  
dentalprodukte

**Komira e.K.**  
Pommernring 47  
DE-76877 Offenbach / Queich

Telefon +49 6348 - 919 200  
Fax +49 6348 - 919 202

E-Mail [info@komira.de](mailto:info@komira.de)  
Internet [www.komira.de](http://www.komira.de)